


**Gebruikershandleiding  
Guldmann draagbanden**

# Active Micro

Leg de draagband over de schouders van de gebruiker en de rugleuning van de stoel, of handgrepen van de rolstoel

Laat de gebruiker iets voorover buigen, of duw de gebruiker zachtjes iets naar voren. Plaats de draagband tot onder de schouderbladen van de gebruiker.

Plaats de bovenste lussen en de veiligheidsriem onder de oksels van de gebruiker. Laat hierbij voldoende ruimte vrij tussen de draagband en de oksels om hier twee vingers tussen te kunnen plaatsen.



Plaats de beenlussen onder het dijbeen, zo dicht mogelijk naar de lies.

Gebruik hierbij uw eigen benen bij het tillen van de benen van de gebruiker, om belasting van uw armen en rug te voorkomen.

Beenlussen altijd door elkaar kruisen. Zorg ervoor dat de lussen bovenaan op gelijke hoogte zijn, zodat de gebruiker comfortabel wordt getild.

Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift, altijd of de lussen goed zijn bevestigd.

# Active Micro Plus

Leg de draagband over de schouders van de gebruiker en de rugleuning van de stoel, of handgrepen van de rolstoel

Laat de gebruiker iets voorover buigen, of duw de gebruiker zachtjes iets naar voren. Plaats de draagband tot onder de schouderbladen van de gebruiker.

Plaats de bovenste lussen en de veiligheidsriem onder de oksels van de gebruiker. Laat hierbij voldoende ruimte vrij tussen de draagband en de oksels om hier twee vingers tussen te kunnen plaatsen, en sluit de veiligheidsriem.


1




2



3



4



5



6



Indien de draagband goed aansluit, zal de veiligheidsriem extra ondersteuning geven aan het bovenlichaam. In deze draagband worden de borst en het bovenste gedeelte van het dijbeen ondersteund.

Plaats de beenlussen onder het dijbeen, zo dicht mogelijk naar de lies. Gebruik hierbij uw eigen benen bij het tillen van de benen van de gebruiker, om belasting van uw armen en rug te voorkomen.

Beenlussen altijd door elkaar kruisen. Zorg ervoor dat de lussen bovenaan op gelijke hoogte zijn, zodat de gebruiker comfortabel wordt getild.

Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift, altijd of de lussen goed zijn bevestigd.

# Active Trainer


Leg de draagband aan vanaf de voorkant en de laat de gebruiker zijn of haar armen door de lussen steken. Daarna op rug de lussen kruisen door de tegenover gelegen ringen.

Indien het beengedeelte van de draagband wordt gebruikt, deze aanleggen onder het dijbeen zo dicht mogelijk naar de lies. Bevestig de beenlussen aan de draagband door middel van de gesp.

1



2




3



4



5



6



Zorg ervoor dat de alle lussen goed zijn aangelegd, en de beenlussen niet te strak gespannen zijn.

Bevestig de lussen aan het juk. Zorg ervoor dat de ondersteunende lussen op de rug goed zijn aangespannen.

Laat de gebruiker iets voorover leunen om het gewicht op de borst te dragen. Activeer daarna de lift. Vraag de gebruiker om op een zo natuurlijk mogelijke wijze op te staan, terwijl het gewicht op de borstkas wordt gedragen.

Beperk de hoogte van het juk dusdanig, dat de gebruiker niet wordt opgetild.

Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift, altijd of de lussen goed zijn bevestigd.

# Basic High

Leg de draagband over de schouders van de gebruiker en de rugleuning van de stoel, of handgrepen van de rolstoel

Laat de gebruiker iets voorover buigen, of duw de gebruiker zachtjes iets naar voren. Plaats uw hand in het hiervoor op de achterzijde aangebrachte zakje, en volg met uw hand de ruggengraat tot op de zitting van de stoel

Plaats uw hand tussen de draagband (binnenzijde) en de heup van de gebruiker tegen de rugleuning van de stoel en duw de draagband goed omlaag tot op het zitvlak. Houdt de ene hand in deze positie, terwijl u met uw andere hand het beengedeelte van de draagband naar de knie van de gebruiker brengt.

1



2



3



4



5



6



Plaats het beengedeelte van de draagband onder het dijbeen. Indien de benen van de gebruiker moeilijk te tillen zijn, schuif dan de draagband onder het dijbeen door, door met een hand op de stof te drukken aan de binnenkant van de draagband ter plaatse van het dijbeen, en met de ander hand het beengedeelte in de juiste positie te trekken.

Maak gebruik van uw benen, bij het tillen van de benen van de gebruiker. Voorkom belasting van uw armen en rug.

Beenlussen altijd door elkaar kruisen.

Zorg ervoor dat de lussen bovenaan op gelijke hoogte zijn, zodat de gebruiker comfortabel wordt getild. Bevestig de lussen van de achterzijde van de draagband (ruggedeelte) aan de haken aan de kant van degene die getild wordt. Bevestig de lussen aan de voorzijde van de draagband (been gedeelte) aan de haken die het verst van degene die getild wordt zijn verwijderd.

Indien dit door de gebruiker als prettig wordt ervaren, kunt u de gebruiker vasthouden aan het bovenste gedeelte van de knie.

Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift, altijd of de lussen goed zijn bevestigd.

# Basic Basic

Leg de draagband over de schouders van de gebruiker en de rugleuning van de stoel, of handgrepen van de rolstoel

Laat de gebruiker iets voorover buigen, of duw de gebruiker zachtjes iets naar voren. Plaats uw hand in het hiervoor op de achterzijde aangebrachte zakje, en volg met uw hand de ruggengraat tot op de zitting van de stoel

Plaats uw hand tussen de draagband (binnenzijde) en de heup van de gebruiker tegen de rugleuning van de stoel en duw de draagband goed omlaag tot op het zitvlak. Houdt de ene hand in deze positie, terwijl u met uw andere hand het beengedeelte van de draagband naar de knie van de gebruiker brengt.

1



2



3



4



5



6



Plaats het beengedeelte van de draagband onder het dijbeen. Indien de benen van de gebruiker moeilijk te tillen zijn, schuif dan de draagband onder het dijbeen door, door met een hand op de stof te drukken aan de binnenkant van de draagband ter plaatse van het dijbeen, en met de ander hand het beengedeelte in de juiste positie te trekken.

Maak gebruik van uw benen, bij het tillen van de benen van de gebruiker. Voorkom belasting van uw armen en rug.

Beenlussen altijd door elkaar kruisen.

Zorg ervoor dat de lussen bovenaan op gelijke hoogte zijn, zodat de gebruiker comfortabel wordt getild. Bevestig de lussen van de achterzijde van de draagband (ruggedeelte) aan de haken aan de kant van degene die getild wordt. Bevestig de lussen aan de voorzijde van de draagband (been gedeelte) aan de haken die het verst van degene die getild wordt zijn verwijderd.

Indien dit door de gebruiker als prettig wordt ervaren, kunt u de gebruiker vasthouden aan het bovenste gedeelte van de knie.

Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift, altijd of de lussen goed zijn bevestigd.

# Basic Low

Leg de draagband over de schouders van de gebruiker en de rugleuning van de stoel, of handgrepen van de rolstoel

Plaats uw hand tussen de draagband (binnenzijde) en de heup van de gebruiker tegen de rugleuning van de stoel en duw de draagband goed omlaag tot op het zitvlak.

Houdt de ene hand in deze positie, terwijl u met uw andere hand het beengedeelte van de draagband naar de knie van de gebruiker brengt.

1




2



3



4



5



6



Plaats het beengedeelte van de draagband onder het dijbeen. Indien de benen van de gebruiker moeilijk te tillen zijn, schuif dan de draagband onder het dijbeen door, door met een hand op de stof te drukken aan de binnenkant van de draagband ter plaatse van het dijbeen, en met de ander hand het beengedeelte in de juiste positie te trekken.

Maak gebruik van uw benen, bij het tillen van de benen van de gebruiker. Voorkom belasting van uw armen en rug.

Beenlussen altijd door elkaar kruisen.

Zorg ervoor dat de lussen bovenaan op gelijke hoogte zijn, zodat de gebruiker comfortabel wordt getild. Bevestig de lussen van de achterzijde van de draagband (ruggedeelte) aan de haken aan de kant van degene die getild wordt. Bevestig de lussen aan de voorzijde van de draagband (been gedeelte) aan de haken die het verst van degene die getild wordt zijn verwijderd.

Indien dit door de gebruiker als prettig wordt ervaren, kunt u de gebruiker vasthouden aan het bovenste gedeelte van de knie.

Controleer zowel alvorens de lift te bedienen, als tijdens het omhoog gaan van de lift, altijd of de lussen goed zijn bevestigd.

# Custom Amputee

Leg de draagband over de schouders van de gebruiker en de rugleuning van de stoel, of handgrepen van de rolstoel

Leg de draagband over de schouders van de gebruiker en de rugleuning van de stoel, of handgrepen van de rolstoel

Plaats uw hand tussen de draagband (binnenzijde) en de heup van de gebruiker tegen de rugleuning van de stoel en duw de draagband goed omlaag tot op het zitvlak. Houdt de ene hand in deze positie, terwijl u met uw andere hand het beengedeelte van de draagband naar de knie van de gebruiker brengt.

1



2



3



4



5



De beenlus t.b.v. het kortste been dient als eerste te worden aangelegd. Duw de beenlus met vlakke hand onder de gebruiker, en laat hierbij de gebruiker in tegenovergestelde richting leunen. Laat de gebruiker naar de andere kant leunen en herhaal de handeling nu met de andere beenlus.

Indien de gebruiker niet zelf kan leunen, is het raadzaam om de hulp van een collega te vragen.

Zodra de beengedeelten van de draagband onder gebruiker zijn geplaatst, wordt het bovenste gedeelte door de lus aan de binnenzijde van de draagband gehaald. Het onderste beengedeelte wordt door de lus aan de buitenzijde gehaald. Dit betekent dat het beengedeelte dat als eerste is aangelegd altijd door de lus aan de binnenzijde gehaald wordt. Zodra de gebruiker wordt getild zal deze automatisch achterover leunen, waardoor de gebruiker niet voorover uit de sling zal vallen.



# Custom Sit On High

Dit type draagband zal altijd worden aangelegd in situaties waarbij de gebruiker zich in liggende positie bevindt. Kruis of buig een van de benen in richting waarna de gebruiker wordt gerold. Verplaats de arm van de gebruiker van dezelfde kant over de borst, en vraag de gebruiker om zijn of haar hoofd naar de zijkant te draaien.

Plaats het onderste gedeelte van de draagband boven de knieholte van de gebruiker, op een afstand van twee vingers. Het bovenste deel van de draagband zal het hoofd ondersteunen.

Bevestig de lussen aan het juk. Zorg ervoor dat het beengedeelte niet trekt onder de dijen van de gebruiker tijdens het tillen in liggende positie.


1




2



3



4



5



6



Indien het bed beschikt over een verstelbare vierdelige bedbodem, kan deze worden geactiveerd zodat de gebruiker vanuit een zittende positie wordt getild.

Uiteraard kan deze functie van het bed ook worden benut bij het plaatsen van de gebruiker in het bed. Hierdoor wordt een goede positionering van de gebruiker in het bed gegarandeerd.