



Klantgegevens

Naam:	
Adres:	Woonplaats:

Omschrijving gekeurd object

Producttype:	<input type="checkbox"/>	Plafondiift	<input type="checkbox"/>	Mobiele lift	<input type="checkbox"/>	Zweeflift
<i>Anders:</i>						
Merk:	<input type="checkbox"/>	Guldmann	<input type="checkbox"/>	Prism Medical	<input type="checkbox"/>	Hogg
<i>Anders:</i>						
Serienummer:						

Juktype:	<input type="checkbox"/>	Tweepuntsjuk	<input type="checkbox"/>	Kanteljuk	<input type="checkbox"/>	Tilbeugel
<i>Anders:</i>						
Merk:	<input type="checkbox"/>	Guldmann	<input type="checkbox"/>	Prism Medical	<input type="checkbox"/>	Hoyer
<i>Anders:</i>						
Serienummer:						

Inspectie volgens werkinstructie Domicare B.V. (afgesteld NEN-7506 indien van toepassing)

	N.V.T	GOED	SLECHT	
Kwaliteit van de hijsband (volledig afgerold)				
Beveiliging hijsband up/down/verdraaiing				
Afstelling van de beveiliging tegen overbelasting				
Elektrische nood-omlaag				
Mechanische nood-omlaag/omhoog (Prism TXM)				
Bevestiging van juk of rolstoel aan de hijsband				
Scharnierpunten en lasnaden				
Haken/nokken tbv bevestiging tilband (kanteljuk)				
Bevestigingssteunen en loopkats				
Koppelsystemen en rotodes/wissels				
Kwaliteit van de accu's onder belasting				
Laagspanningscontrole NEN3140 (sticker)				
Borging eindstops en rail				
		JA	NEE	
Volledige functietest onder maximale belasting uitgevoerd				
Lift voorzien van sticker n.a.w. gegevens fabrikant				
Klant is bekend met nood-stop, nood-omlaag (mechanische noodfuncties)				
Instructie verstrekt nood-stop, nood-omlaag (mechanische noodfuncties)				
Er is de nabijheid van het product een handleiding aanwezig				
Klant is gewezen op de mogelijkheid van het downloaden van handleidingen via de website				
Lift voorzien van sticker of label t.b.v. volgende keuring				
Lift voorzien van sticker of label AFGEKEURD				
Opmerkingen:				
Keuringsresultaat	<input type="checkbox"/>	GOEDGEKEURD	<input type="checkbox"/>	AFGEKEURD

Akkoordverklaring

Naam monteur/inspecteur:	Datum keuring uitgevoerd:
Handtekening monteur/inspecteur:	Handtekening klant: